

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SALUD – EL PRODUCTO ‘Diluyente COULTER DxH’ PRESENTA CARACTERÍSTICAS FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN**

Quito, 05 de junio de 2023

Frisonex Cia. Ltda., advierte a la población que no emplee el reactivo **‘Diluyente COULTER DxH’**, presentación de 10 litros, con el número de lote **3541830** y con los números de envase del **0001 al 0401**, ya que puede generar resultados erróneos en las pruebas de biometría hemática cuando se utilizan en los instrumentos UniCel DxH 800/690T/900. El Diluyente COULTER DxH es una solución tamponada isotónica lisante libre de cianuro, útil para el recuento y la estimación del tamaño de las células sanguíneas para uso en todos los sistemas de análisis celular de UniCel DxH Coulter.

No se han presentado casos de resultados reportados erróneamente.

Frisonex, está retirando el producto afectado del mercado y ARCSA está controlando la eficacia del retiro.

Para más información, los consumidores pueden llamar al 0984061979 desde las 08:00 hasta las 17:00 de lunes a viernes. O 1800 37476639, opción asesores científicos para atención 24/7.

Para información adicional sobre el retiro u otros hechos relacionados con el retiro del producto, visite la página web de la empresa: [www.frisonex.com](http://www.frisonex.com)

Atentamente,

**Servicio Técnico**  
**FRISONEX**